

KIT DE BASE GVP 52954 ET KIT GVP INVIOLENT 52955

Kit d'échantillonnage de vapeur de gaz

Les kits permettent de réaliser des échantillons GVP sous dalle lors d'intrusion de gaz. Les kits sont fournis avec une sonde semi-permanente pour permettre un échantillonnage répété dans le temps afin d'évaluer le potentiel d'intrusion de gaz contaminé sous les bâtiments.



DESCRIPTION 52954

Le kit GVP de base 52954 comprend un implant en acier inoxydable de 7,6 cm, un bouchon de tige en téflon, des connecteurs, un bouchon supérieur, un adaptateur de tuyau et un tube en acier inoxydable.



DESCRIPTION 52955

Le kit GVP inviolable 52955 comprend un implant en acier inoxydable de 7,6 cm, un bouchon de tige en téflon, des connecteurs, un bouchon supérieur, un adaptateur de tuyau et un tube en acier inoxydable, ainsi qu'un bouchon supérieur à visser pour prévenir le vandalisme ou toute autre utilisation non désirée.



Document BE-kitechantillonnage-FR-2020-09